

140-353-125

No-Scalpel Vasektomie Klemme, 12.5 cm, mit spitzem, glattem, gebogenem Arbeitsende

No-Scalpel Vasectomy Forceps, 5 inch, with sharp, pointed, smooth curved jaw



140-352-140

No-Scalpel Vasektomie Ring-Klemme, 14.0 cm, mit stumpfen Enden, ø 4.7 mm Ringgröße

No-Scalpel Vasectomy Fixator Ring Forceps, 5 1/2 inch, with blunt tips, ø 4.7 mm ring size



140-353-140

No-Scalpel Vasektomie Mini Ring-Klemme, 14.0 cm, mit stumpfen Enden, ø 3.0 mm Ringgröße


No-Scalpel Vasectomy Mini Fixator Ring Forceps, 5 1/2 inch, with blunt tips, ø 3.0 mm ring size





170-040-160

O'Conner Wundhäkchen, 12.0 cm

O'Conner Fine Retractor, 4 3/4 inch



VASEKTOMIE  
VASECTOMY





Vasektomie ist die einzige permanente Methode der Empfängnisverhütung für Männer. Die Vasektomie ist sicher, wirkungsvoll, einfach und weltweit die empfohlene Familien-Planungs- Methode für Männer, die eine permanente Lösung für Ihre Empfängnisverhütung wünschen.

Vasektomie ist ein chirurgischer Eingriff bei welchem die Spermien tragenden Samenleiter verschlossen werden, damit das Sperma nicht in den Samenerguss kommt.

Aktuell gibt es nur zwei Empfängnisverhütende Optionen für Männer: zum einen das Kondom, zum anderen **die Vasektomie**. Männer, bei denen die Familienplanung abgeschlossen ist, sollten die Vasektomie als erste Möglichkeit in Betracht ziehen.

Kein Mann, der Zweifel über den Kinderwunsch hat, sollte diesen Eingriff vornehmen, da es eine permanente Methode der Empfängnisverhütung ist.

Viele Mythen existieren über die Vasektomie. Einige Männer haben Angst, dass der Eingriff schwierig und schmerzlich sei. Die Wahrheit ist jedoch, dass der Eingriff zum Versiegeln der Samenzellen führenden Gefäße ungefähr fünf Minuten dauert und unter örtlicher Betäubung vorgenommen wird.

In einer neuen Marie Stopes Umfrage kam heraus, dass 90% der befragten Vasektomie Patienten anderen Männern diesen Eingriff jederzeit empfehlen würden.



1

Fixieren des Gefäßes unter der skrotalen Haut mittels der RZ – Vasektomie Ringklemme

Fixation of the vas under the scrotal skin using the RZ – Vasectomy ring forceps

Vasectomy is the only permanent method of contraception for men. Vasectomy is safe, simple and effective and is the worldwide recommended family planning method for men who want a permanent solution to their contraceptive needs.

Vasectomy is a surgical procedure which seals the sperm carrying tubes ( vas deferens ), preventing sperm penetrating into the ejaculated fluid.

Currently there are only two contraceptive options available for men: - condoms and vasectomy. Men whose family planning is completed, may want to consider undergoing a vasectomy.

Any man who has doubts about having children, ought not consider this procedure because it is a permanent method.

Many myths existing about vasectomy. Some men are afraid of a painful and complicated procedure. The truth is, that the operation takes around five minutes and can be carried out under local anaesthesia.

A recent international survey conducted by Mary Stopes is showing that 90 per cent of vasectomy patients want to encourage other men to choose the same procedure.

2

Punktion der skrotalen Haut mittels der RZ – Vasektomie Klemme

Puncture of the scrotal skin by using the RZ – Vasectomy Forceps



3

Dissektion von Blutgefäßen und Samenstrang vor der Teilung, Ligatur oder Verödung des Hohlraumes

Dissecting blood vessel and sheath of vas prior to division and ligature or cauterization of the lumen

