



227-001-101 Shaver-Einheit, 230V

Abmessungen (H x B x T):	118 x 323 x 267 mm
Gewicht:	6 kg
Nenneingangsspannung:	230V AC / 50Hz
Leistungsaufnahme:	50 VA
Primärsicherung:	2 x 3 AT automat
Schutzklasse:	I
Anwendungsteil:	Typ B
Betriebsart:	Kurzzeitbetrieb
IP-Schutzart:	IP X0
EN-Klasse:	2a
EMV:	EN 60601-1-2
Anschlüsse:	Handstück, Fußschalter

Shaver unit, 230V

Dimensions (H x W x D):	118 x 323 x 267 mm
Weight:	6 kg
Power input:	230V AC / 50Hz
Capacity:	50 VA
Fuses:	2 x 3 AT automatic
Protection Class:	I
Type:	B
Mode of Operation:	Intermittent operation with short time loading of 3 minutes
Water Protection:	IP X0
EN-Class:	2a
EMV:	EN 60601-1-2
Connections:	Handpiece, Footswitch

227-001-102 Shaver-Einheit, 110V / Shaver unit, 110V



227-001-100 RZ-Shaver System, komplett 230V Inkl. Koffer, Shaver-Einheit, Handstück mit 3 m Kabel, Fußpedal, autoklavierbar

RZ-Shaver System, complete 230V
Incl. case, Shaver unit, hand piece with 3 m mains cord,
footswitch, autoclavable

227-001-200 RZ-Shaver System, komplett 110V RZ-Shaver System, complete 110V

227-001-300 Koffer für RZ-5000 Shaver Einheit / Plastic case for RZ-5000 Shaver unit



227-001-102

Handstück / Handpiece

Länge / Length: 165 mm
 Gewicht / Weight: 475 g
 Geschwindigkeit / Speed Range: 1000/2000/3000/
 4000/5000 U/min ± 10%
 Kabel-Länge / Length of cable: 3 m
 Oszillationszeit / Oscillating Cycle: 1.2 sec.

o. Abb. / without picture

227-001-112

Mini Handstück / Mini Handpiece
 für Shaver Blätter bis 3,4 mm ø
 for Shaver blades up to 3.4 mm ø

Netzkabel / Mains cord



Adapter für die Verwendung von RZ-Shaver Blättern
 mit folgenden Shaver Einheiten:



227-100-001 Linvatec / Arthrex



227-100-002 Dyonics PS 3500



227-100-003 Dyonics EP 1



227-001-103

Fußschalter / Footswitch

Abmessungen (H x B x T):
 Dimensions (H x W x D): 53 x 280 x 220 mm
 Gewicht / Weight: 3 kg
 Anzahl Funktionstasten:
 Mode of operation: 4
 Funktionen / Operations: Rechtslauf, Linkslauf,
 Oszillation,
 Drehzahländerung
 Clockwise, Counter-
 clockwise, Oscillation,
 Speed Level Adjustment

Kabel-Länge / Length of cable: 3 m

227-001-113

Europa / Europe

227-001-114

USA, Canada, Japan

227-001-115

Großbritannien /
 Great Britain


Adaptor pieces for the use of RZ-Shaver
 blades with the following Shaver units:



227-100-004 Stryker



227-100-005 Aesculap



227-100-006 Richard Wolf

SHAVER



Einsetzbar für: LINVATEC/CONCEPT, ARTHREX -und FRIATEC-Shaver
 Fitting the: LINVATEC/CONCEPT, ARTHREX -and FRIATEC-Shaver



autoklavierbar / Packung = 5 Stück /
 autoclavable / package = 5 pcs.

Ø 3.4 mm

Ø 4.2 mm

Ø 5.5 mm



Full-Radius Resector

227-001-034

227-001-042

227-001-055



Aggressive Full
Radius Resector

227-002-034

227-002-042

227-002-055



Meniscus Cutter

227-003-034

227-003-042

227-003-055



Round Burr

227-004-055



Tapered Burr

227-005-055



Oval Burr

227-006-055

Shaver Blades, steril, Einmalgebrauch / Packung = 5 Stück
 Shaver blades, sterile, single use / package = 5 pcs.



Full-Radius Resector

227-004-034

227-004-042

227-007-055



Aggressive Full
Radius Resector

227-005-034

227-005-042

227-008-055



Meniscus Cutter

227-006-034

227-006-042

227-009-055



Round Burr

227-010-055



Tapered Burr

227-011-055



Oval Burr

227-012-055